


# **Руководство пользователя**

## **Air Power**



**Массажер для ног  
с компьютерным управлением  
Air Power TK-528**


---


## Спецификация

Название изделия	Двойной массажер для ног
Модель	HS-2015
Питание	Переменный ток: 220~240V 50-60Hz
Потребляемая мощность	75W
Установочное время	15 мин.

- Уникальная оздоровительная техника для ног
- 3-шаговый трехмерный массаж с пульсирующим воздушным давлением для лодыжек и стоп
- Ролики работают в трех плоскостях
- Увеличение охвата на 35%
- Поворот массажной секции на 105°. Данный угол экспериментально вычислен инженерами и медиками
- 3 скорости массажа и 3 степени регуляции воздушного давления
- Беспроводной пульт управления

## Схема устройства





1. Кнопка питания.
2. Индикатор “спящего” режима.
3. Авто: две группы массажных процедур (15 мин. на каждую функцию, при переключении функций время устанавливается на 15 мин.)
4. Кнопка переключения скоростей массажного ролика.
5. Световый индикаторы скоростей.
6. Кнопка функции пульсирующего массажа.
7. Кнопка регулирования интенсивности воздушного давления.
8. Индикатор интенсивности воздушного давления.



Для начала массажа расположите ноги в массажере так, как показано на рисунке.

## Меры предосторожности

- Не роняйте массажер. Падение устройства на землю может вызвать повреждение его корпуса и, как следствие, удар электричеством при использовании массажера.
- Не допускается контакта массажера с водой или его использование во влажных местах.
- Перед включением устройства, убедитесь, что напряжение в Вашей электросети соответствует техническим параметрам массажера. Недопустимо использование преобразователя напряжения.
- Электрический шнур с вилкой должен быть вынут из розетки если массажер не используется или во время его чистки.
- Не разбирайте массажер во избежание электрического шока и других травм.

## Условия эксплуатации

- Перед чисткой выключите массажер из розетки
- Для чистки нельзя использовать бензин, растворитель и другие аналогичные жидкости. Это может привести к коррозии металла.
- Массажер обеспечивает полный цикл процедур и не нуждается в каких-либо дополнительных усовершенствованиях (заполнение лубрикантами и т.д.)
- Если массажер не используется долгое время, выключите его из розетки.
- Нельзя располагать массажер под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте массажер на улице.



- Вставьте вилку в розетку, загорится индикатор питания на контрольной панели.



- Для начала массажа нажмите любую кнопку вызова функций либо кнопку питания (при нажатии кнопки питания начнется массаж наименьшей интенсивности).



- Скорость массажа регулируется специальным колесом.



- Выбор режимов пульсации.



- Сядьте в кресло и поставьте ноги в соответствующие отсеки массажера.



- Выбор автоматического режима.



- Выбор интенсивности воздушного давления. (3 режима).



- По завершении использования нажмите кнопку выключения питания и выключите массажер из розетки.

При использовании массажера появление нижеследующих звуков и ощущений не влияет на массажный эффект:

- Звук работы мотора и зубчатого колеса.
- Звук работы роликовой секции под подошвой.
- Трение между массажными колесами и одеждой.
- Ощущение наполнения и опустошения воздушных подушек.

Прервать процедуру массажа можно в любой момент. Воздушные подушки при этом автоматически опустошаются.

## Опасно



- Массажер нельзя использовать совместно с другими физиотерапевтическими приборами.
- Массажером нельзя пользоваться лицам с протезами, имплантатами или с сердечными стимуляторами.
- Усиленное нажатие ногами укорачивает срок службы массажера.
- Во время использования массажера нельзя укрывать ноги (вместе с массажером) какими-либо одеялами или пледами, это может привести к перегреванию устройства.
- Нельзя использовать массажер вблизи элетронагревающих предметов.
- Не используйте массажер в течение часа после приема пищи.
- Не рекомендуется пользоваться массажером в период менструации.
- Не рекомендуется пользоваться массажером детям и беременным женщинам.
- Не используйте массажер во время сна.
- Не используйте массажер если поврежден его корпус.
- Оптимальное время массажа — 15 мин. В случае превышения данного времени возможно перенапряжение мышц. Также не рекомендуется длительное использование массажера для какой-либо одной части тела.

В случае наличия следующих симптомов перед использованием массажера необходимо проконсультироваться с врачом:

- Пониженное давление
- Сердечная недостаточность
- Остеопороз
- Кровоточащие раны
- Температура выше 38°C
- Нарушения кровообращения
- Кожные заболевания
- Диабет
- Переломы, трещины